



CE 0197

Plage de débit étendue de 0.1 ml/h à 1500 ml/h

Compatible avec des seringues de 10 ml à 100 ml

Calibrage automatique de la pompe*

Pression d'occlusion réglable

Volume d'alarme ajustable

* Détection automatique des plus grandes marques de seringues:
B-D, Terumo, Nipro (EU), JMS, KDL.
La précision est facilement ajustable pour d'autres marques

Caractéristiques techniques

Plage de débit	Seringues de 10 ml	→	0.1-300 ml/h	Seringues de 50/60 ml	→	0.1-1200 ml/h
	Seringues de 20/30 ml	→	0.1-500 ml/h	Seringues de 100 ml	→	0.1-1500 ml/h
Bolus / Débit de purge	Seringues de 10 ml	→	240 ml/h	Seringues de 50/60 ml	→	960 ml/h
	Seringues de 20/30 ml	→	400 ml/h	Seringues de 100 ml	→	1200 ml/h
Volume du bolus	Programmable de 1 à 10 ml					
Incréments de débit	0.1-99 ml/h par increments de 0.1 ml/h					
	100-1500 ml/h par increments de 1ml/h					
Précision du débit	± 5% avec la seringue					
Pression d'occlusion	0.04 Mpa – 0.12 Mpa / 5.8 PSI – 17.4 PSI					
Volume d'alarme	Elevé, Moyen, Bas					
Système sécurisé	Verrouillage automatique du clavier					
	Alarmes sonores et visuelles					
Alarmes	NEAR EMPTY (Seringue presque vide)			Seringue mal positionnée		
	COMPLETE (Injection terminée)			Erreur mécanique		
	OCCLUSION			Déconnexion secteur		
	LOW BATT (Batterie faible)					
Alimentation électrique	AC 100-240V 50/60 Hz ou DC 12V					
Batterie	Batterie interne rechargeable Ni-MH					
	3 heures min. d'autonomie à un débit de 25 ml/h					
Poids	1.85 Kg					
Dimensions	335 (L) x 142 (P) x 120 (H)					